



راهنمای محصولات استومی هالیستر Ostomy System



Hollister
Ostomy Products





رایان طب جاوید
Rayan Teb Javid

نماینده انحصاری کمپانی هالیستر
امریکا در ایران

Hollister

کیسه های استومی یک تکه و دو تکه
کلیه محصولات جانبی مخصوص استومی



RTJ
رایان طب جاوید
Rayan Teb Javid

آدرس دفتر مرکزی:


شرکت رایان طب جاوید
آدرس دفتر مرکزی تهران آیینه کابانی بلوار اباذر

بلوار اباذر نبش خیابان فهیمی بلاک ۴ طبقه ۵ واحد ۱۶

تلفکس :
۴۴۰۷۷۶۲۳
۴۴۰۷۸۸۴
۴۴۰۹۷۲۴۴
۴۴۰۸۲۴۱۷
۴۴۰۷۷۸۰۲

نماینده انحصاری کمپانی هالیستر
آمریکا در ایران
www.rtjco.net

جهت نیاز به اطلاعات بیشتر در زمینه استومی و مراقبتهای لازم
با تیم متخصصین درمانی شرکت رایان طب جاوید تماس حاصل نمایید.
www.rtjco.net info@rtjco.net



Hollister essentials
The options you need. The expertise you want.



نکات مهم در انتخاب مناسبترین چسب پایه

شرکت هالیستر راه حل منحصر بفردی را با توجه به نیازهای فردی در بیماران پیشنهاد می نماید. قطعاً یک نوع چسب پایه نبی تواند در انواع مختلف استومیها با شرایط پوستی متفاوت مورد استفاده قرار گرفته و راه حل مناسبی را جهت رفع نیازهای فردی در بیماران ارائه نماید. بنابراین چسب های پایه هالیستر با در نظر گرفتن ویژگی ها و نیازهای فردی متنوع و با معیارهای زیر در ۳ نوع مختلف معرفی می شوند.

نوع استومی و ترشحات آن

نوع پوست بیمار

ماندگاری چسب با توجه به نیاز هر فرد

انواع چسب های پایه هالیستر

- چسب پایه سافت فلکس
- چسب پایه فلکس ور
- چسب پایه فلکستند

A full range of pouches to suit every type of stoma.



معرفی چسب های پایه هالیستر

مشخصات یک چسب پایه مناسب

- محافظت پوست
- راحت و مطمئن
- قابل ارتجاج
- حفظ رطوبت و PH پوست
- حفظ تبادلات گازی پوست
- مقاوم در برابر ورود میکرووارگانیسم ها



چسب پایه سافت فلکس

مناسب در شرایط زیر:

- نوع استومی: کلستومی / یورستومی
- نوع ترشحات: نیمه جامد و جامد
- نوع پوست: خشک و حساس / نرمال
- مناسب در تعویض های مکرر
- ماندگاری مناسب در پوستهای نرمال
- ماندگاری بالا در پوستهای خشک و حساس



چسب پایه فلکس ور

مناسب در شرایط زیر:

- نوع استومی: کلستومی / ایلئوستومی / یورستومی
- نوع ترشحات: نیمه جامد و جامد / نیمه مایع و مایع
- نوع پوست: خشک و حساس / نرمال / چرب
- مناسب در تعویض های مکرر در پوست های چرب
- ماندگاری بالا در پوست های نرمال / خشک و حساس





چسب پایه فلکستند

مناسب در شرایط زیر:

- نوع استومی: کلستومی / ایلئوستومی / یورستومی
- نوع ترشحات: نیمه جامد و جامد / نیمه مایع و مایع
- نوع پوست: خشک و حساس / نرمال / چرب
- مناسب در تعویض های مکرر در پوست های چرب
- ماندگاری بالا در پوست های نرمال / خشک و حساس / چرب

نکات مهمی که در انتخاب چسب پایه باید همزن با موارد فوق مورد ارزیابی قرار گیرند شامل:

- ۱- سن بیمار
- ۲- افراد مسن و کودکان که دارای پوستهای شکننده و خشک تری هستند.
- ۳- شرایط جوی محل زندگی بیمار
- ۴- داروهایی که بیمار مصرف می نماید.
- ۵- داروهای استروپیدی و کورتون ها پوست را شکننده و خشک می نماید.
- ۶- شیمی درمانی و رادیوتراپی
- ۷- دمای بدن بیمار



NEW

سایز مناسب
کیسه مناسب
چسب پایه مناسب

سیستم کیسه های یک تکه مدرمالکس

Skin Fillers and Protectives

محصولات محافظ پوست اطراف استومی



	تعداد در جعبه	کد کالا
خمیر استومی ادابت	1	79300
خمیرنواری استومی با هیدروکلوبید فلکستند	10	79400
حلقه محافظ مسطح (قطر ۴۸ میلی متر) فلکستند	10	7805
حلقه محافظ مسطح (قطر ۹۸ میلی متر) فلکستند	10	7806
حلقه محافظ کانوکس (قطر ۲۷-۳۶ میلی متر) فلکستند	10	79530
حلقه محافظ کانوکس (قطر ۳۷-۴۶ میلی متر) فلکستند	10	79540
پودر مخصوص استومی ادابت	1	7906

General Accessories

لوازم جانبی جنرال مخصوص استومی

	تعداد در جعبه	کد کالا
اسپری محافظ پوست و تقویت کننده چسب پایه	1	7730
اسپری از بین برنده بقایای چسب از روی پوست	1	7731
پد مخصوص پاک کننده بقایای چسب ۵۰ تایی	50	7760
کرم محافظ پوست هالیستر	1	7220
کمربند مخصوص استومی ادابت	1	7300

Urostomy Accessories

لوازم جانبی کیسه یورستومی

	تعداد	کد کالا
رابط مخصوص کیسه یورستومی	10	7331

Irrigation Equipment

	ست شستشوی روده	ست شستشوی روده
Stoma Cone Irrigation Kit	1	7719
Stoma Cone Irrigation Kit	1	7720



ست شستشوی روده بزرگ



ممکن است شنیده باشید شخصی با داشتن کلستومی از کیسه استومی استفاده نمی کند یا اینکه از کیسه های بسیار کوچک ته بسته به نام کلاهک استومی استفاده می کند. قطعاً به این دلیل است که این شخص از سیستم شستشوی روده یا Irrigation Set جهت روده و دفع خود استفاده میکند.

شستشوی روده مانند انجام انما می باشد با این تفاوت که از طریق استومی صورت می گیرد اما نیاز به تجهیزات و مهارت خاصی دارد. جهت شستشوی روده، نیاز به یک کیسه شستشو با مخوط استوما و کیسه آستین شکل تخلیه دارد. بعد از شستشو، برخی از کلستومیت ها ترجیح میدهند از کلاهک استومی یا کیسه یک تکه یا دو تکه ته بسته بمنظور حمایت از استومی خود استفاده نمایند.

اگر شما تمایل دارید درباره این روش شستشوی روده اطلاعات بیشتری داشته باشید با دکتر و پرستار خود مشورت کنید زیرا این روش برای همه افرادی که دارای کلستومی هستند مناسب نمیباشد با اینحال اگر شستشوی کلستومی برای شما مناسب است، هالیستر دارای محصول مورد نیاز شما میباشد. برای داشتن اطلاعات بیشتر به وب سایت هالیستر مراجعه کنید.



- کیسه یک تکه مخصوص بعد از عمل
کد محصول: ۲۰۱۰
قابل برش تا ۱۱۰ میلی متر

دارای دریچه معاینه

کیسه یک تکه

مدرمالکس Post-Op

مصطفوی های بزرگ

شیردار با قابلیت اتصال به کلیپس

جهت سهولت در تخلیه



دارای شیر تخلیه بزرگ

سیستم یک تکه هالیستر ModermaFlex

کیسه یک تکه کلستومی /ایلئوستومی ته باز با چسب پایه هیدروکلوبید فلکس ور



کیسه یک تکه کلستومی /ایلئوستومی ته باز با چسب پایه هیدروکلوبید سافت فلکس



کیسه یک تکه کلستومی /ایلئوستومی High Output با چسب پایه هیدروکلوبید فلکستند شیردار /فیلتردار



حجم ظرفیتی زیاد



کیسه یک تکه یورستومی با چسب پایه هیدروکلوبید فلکستند

رنگ	قابل برش	تعداد در جعبه	کد کالا
شفاف	15-64 mm	10	26064
شفاف	15-64 mm	30	29400



کیسه یک تکه یورستومی با چسب پایه هیدروکلوبید سافت فلکس



کیسه یک تکه POST-OP با چسب پایه هیدروکلوبید فلکستند شیردار /فیلتردار و دارای دریچه معاینه

رنگ	قابل برش	تعداد در جعبه	کد کالا
شفاف	15-110 mm	20	20110

دو مرحله برای داشتن پوستی سالم اطراف استومی

مرحله دوم (مرطوب کردن پوست)
(این مرحله انتخابی می باشد)

2

اگر علائمی از قرمزی و یا خارش ملایم در پوست اطراف استومی مشاهده گردید، باید پوست را مرطوب کنید. رسیدگی و اقدام سریع در این مرحله بسیار موثر میباشد و به حفظ سلامت پوست در شرایط فوق بسیار کمک میکند. بسیاری از محصولات مراقبت از پوست دارای چربی در مواد تشکیل دهنده آن میباشند که می تواند باعث کاهش در میزان چسبندگی چسب پایه شما گردد. در صورتیکه پوست شما دارای مشکلات پوستی مانند خشکی، پوسته پوسته شدن و یا حتی قرمزی ملایم به همراه خارش میباشد، باید با استفاده از یک کرم مرطوب کننده مناسب و فاقد چربی، علائم خشکی و آزدگی پوست را کاهش دهید بدون آنکه تاثیری در میزان چسبندگی چسب پایه ایجاد شود.

مجدها تاکید می گردد که از دقیق بودن سایز و برش چسب پایه بعدی جهت پیشگیری از نشت ترشحات به زیر چسب قبل از چسباندن آن اطمینان کامل حاصل نمایید.



اکثر بیماران بر این باورند که پوست اطراف استومی نیاز دارد بطور دائم شسته شده و بسیار تمیز نگه داشته شود، این تصور باعث میشود پوست را بیش از حد شسته و ضدعفونی کنند.

لازم بذکر است که این عمل باعث می گردد لایه های محافظ پوست اطراف استومی از بین رفته و پوست آسیب بینند. احتیاجی نیست از صابون و یا مواد شوینده و ضد عفونی کننده استفاده کنید زیرا استومی شما عفونی نمی گردد.

برای شستشوی پوست اطراف استومی تنها به آب و لرم نیاز دارید. چسب پایه را با دقت طبق آموزش داده به آرامی از روی پوست بردارید سپس پوست اطراف آنرا با آب و لرم تمیز کنید. بسیاری از بیماران ترجیح می دهند کیسه و چسب پایه را بطور کامل از روی پوست برداشته و سپس دوش بگیرند، این بستگی براحتی و انتخاب شما دارد. برداشتن کیسه و چسب حین دوش گرفتن آسیبی به استومای شما نمیرساند.

همچنین استفاده از دستمال های پاک کننده مخصوص پوست اطراف استومی جهت پاک کردن مقایی چسب از روی پوست بسیار مفید می باشد. قبل از استفاده از این دستمال ها از پاک بودن پوست اطمینان حاصل کنید.

در صورتیکه تمایل داشتید از صابون جهت شستشو استفاده کنید، از مصرف صابون های چرب که بقایا بروی پوست بجا میگارند بشدت پرهیز نمایید. بهتر است از پاک کننده های مخصوص استومی که فاقد بو، عطر و یا اسانس صابون و مواد قلیایی هستند جهت شستشوی پوست خود استفاده کنید. پس از تمیز کردن پوست، آنرا کاملا خشک نمایید سپس چسب پایه بعدی را بچسبانید.



نکته

وقتی از کرم مرطوب کننده هالیستر استفاده می کنید، مقدار اندکی از آنرا بروی پوست قرارداده و صبر کنید تا کاملا جذب پوست گردد. این کرم کمک میکند که رطوبت به پوست بازگردد در حالیکه اثری از چربی کرم بروی پوست احساس نمی گردد.

این حالت کمک میکند تا چسب پایه بعدی براحتی بروی پوست فرار گرته و به پوست بچسبد.



نکته

دقت کنید که همیشه پس از استفاده از پاک کننده ها، صابونها یا دستمال های پاک کننده، پوست را با آب و لرم شستشو دهید.

زیرا مواد باقیمانده از آنها بروی پوست در میزان چسبندگی چسب پایه تاثیر خواهد داشت.





کیسه دو تکه کلستومی ته بسته فیلتردار

رنگ	سایز حلقه	تعداد در جعبه	کد کالا
مات	70 mm	30	27420

کیسه دو تکه کلستومی/ایلئوستومی ته باز با سیستم تخلیه رولی شکل فیلتردار



رنگ	سایز حلقه	تعداد در جعبه	کد کالا
مات	55 mm	30	25760
مات	70 mm	30	27760
شفاف	55 mm	30	25860
شفاف	70 mm	30	27860

کیسه دو تکه یورستومی شیردار با لایه آنتی رفلакс


رنگ	سایز حلقه	تعداد در جعبه	کد کالا
شفاف	55 mm	20	25830
شفاف	70 mm	20	27830

کیسه دو تکه بعد از عمل سایز بزرگ بدون فیلتر شیردار

رنگ	سایز حلقه	تعداد در جعبه	کد کالا
شفاف	102 mm	20	38200



سیستم تخلیه رولی شکل در کیسه های ته باز هالیستر
جایگزین مناسبی برای کلیپس



Lock 'n Roll
Microseal Closure



Ravan Teb Javid

Rayan Teb Javid

چسب های پایه هالیستر

Cut to fit
قابل برش

13-40mm

13-55mm

13-89mm

سیستم تطبیق رنگ چسب با کیسه
در سیستم دو تکه
Color Matching System

چسب پایه مسطح هیدروکلووید فلکس ور با چسب حصیری



کد کالا	تعداد در جعبه	قابل برش	سایز حلقه	کد کالا
55 mm	13-44 mm	5	35500	
70 mm	13-57 mm	5	37500	

چسب پایه کانوکس هیدروکلووید فلکس ور با چسب حصیری



کد کالا	تعداد در جعبه	قابل برش	سایز حلقه	کد کالا
55 mm	13-38 mm	5	35600	
70 mm	13-51 mm	5	37600	

چسب پایه مسطح هیدروکلووید فلکس ور بدون چسب حصیری

کد کالا	تعداد در جعبه	قابل برش	سایز حلقه	کد کالا
55 mm	13-40 mm	5	35200	

Post - Op مخصوص مسطح هیدروکلووید فلکس ور بدون چسب حصیری

کد کالا	تعداد در جعبه	قابل برش	سایز حلقه	کد کالا
102 mm	13-89 mm	5	38100	

شناختی کدهای کیسه های استومی یک تکه هالیستر



دارای فیلتر هوشمند

**AF300
Filter**

دارای فیلتر هوشمند



**AF300
Filter**

کیسه یک تکه کلستومی/ایلئوستومی ته باز با چسب پایه هیدروکلوبید فلکس ور

رنگ	قابل برش	تعداد در جعبه	کد کالا
مات	15-64 mm	30	58300
شفاف	15-64 mm	30	58400

کیسه یک تکه کلستومی/ایلئوستومی ته باز با چسب پایه هیدروکلوبید سافت فلکس

رنگ	قابل برش	تعداد در جعبه	کد کالا
مات	15-55 mm	30	28300
مات	15-65 mm	30	28301
شفاف	15-65 mm	30	28401

کیسه یک تکه کلستومی/ایلئوستومی **High Output** با چسب پایه هیدروکلوبید فلکستند شیردار/فیلتردار

رنگ	قابل برش	تعداد در جعبه	کد کالا
شفاف	15-64 mm	10	26064

کیسه یک تکه یورستومی با چسب پایه هیدروکلوبید فلکستند

رنگ	قابل برش	تعداد در جعبه	کد کالا
شفاف	15-64 mm	30	29400

کیسه یک تکه یورستومی با چسب پایه هیدروکلوبید سافت فلکس

رنگ	قابل برش	تعداد در جعبه	کد کالا
شفاف	15-55 mm	20	29500

کیسه یک تکه **POST-OP** با چسب پایه هیدروکلوبید فلکستند شیردار/فیلتردار و دارای دریچه معاینه

رنگ	قابل برش	تعداد در جعبه	کد کالا
شفاف	15-110 mm	20	20110

با قابلیت اتصال به کمربند



SKU : 56901

SKU : 56801

رنگ	قابل برش	تعداد در جعبه	کد کالا
مات	15-51mm	30	56801
شفاف	15-51mm	30	56901

سیستم یک تکه هالیستر با چسب کانوکس

Convex Transparent Beige

رنگ	قابل برش	تعداد در جعبه	کد کالا
مات	15-51mm	30	56801
شفاف	15-51mm	30	56901

Moderma Flex Urostomy Convex FlexWear Skin Barrier Adhesive Border

با قابلیت اتصال به کمربند



Tube Adapter

کیسه یک تکه یورستومی شیردار با چسب هیدروکلوبید کانوکس
همراه با رابط مخصوص اتصال به کیسه ادرار

رنگ	قابل برش	تعداد در جعبه	کد کالا
شفاف	15-38mm	10	29701

SKU : 29701



دربچه معاينه
شیر تخلیه بزرگ
همراه با کلپس

لوازم جانبی مخصوص استومی

کد کالا تعداد در جعبه

Skin Fillers and Protectives

محصولات محافظ پوست اطراف استومی

خمیر استومی ادابت	1	79300
خمیرنواری استومی با هیدروکلرید فلکستند	10	79400
حلقه محافظ (قطر ۴۸ میلی) فلکستند	10	7805
حلقه محافظ (قطر ۹۸ میلی) فلکستند	10	7806
حلقه محافظ کانوکس (قطر ۲۷-۳۶ میلی) فلکستند	10	79530
حلقه محافظ کانوکس (قطر ۳۷-۴۶ میلی) فلکستند	10	79540
پودر مخصوص استومی ادابت	1	7906



خمیر مخصوص استومی
کد سفارش کالا 79300



حلقه محافظ استومی و پانسمان
مناسب زخم اطراف استومی
کد سفارش کالا 7806 - 7805

General Accessories	لوازم جانبی جنرال مخصوص استومی	
پد مخصوص پاک کننده بقاچای چسب	50	7760
کمربند مخصوص استومی ادابت	1	7300

Urostomy Accessories	لوازم جانبی کیسه یورستومی	
رابط مخصوص کیسه یورستومی	10	7331



خمیر مخصوص نواری
79400

Irrigation Equipment	ست شستشوی روده	
Stoma Cone Irrigation Kit	1	7718
Stoma Cone Irrigation Starter Kit	1	7719



رابط مخصوص یورستومی
کد 7331



پودر مخصوص استومی
شماره کد
7906



کمربند مخصوص استومی
کد کالا 7300



کرم مخصوص استومی هالیستر
آبرسان حاوی ۹۹ درصد آلورا
کد سفارش کالا 7220



Stoma Cone Irrigation Kit



Ostomy Care
Healthy skin. Positive outcomes.

Convex Urostomy



**One -Piece
Moderma Flex Urostomy
Convex FlexWear Skin Barrier
Adhesive Border**

Extended Flexibility

Tube Adapter



رایان طب جاوید

Rayan Teb Javid

نماینده انحصاری هالیستر

امریکا در ایران

۴۴۰۸۲۴۱۷

